

alpha-Tocopherol-d6

<http://de.lumiprobe.com/p/alpha-tocopherol-d6>

α -Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6) is the most bioactive form of fat-soluble vitamin E, which has a stable deuterium label, can be used as an internal standard for chromatographic methods with a tandem mass spectrometric detector.

Allgemeine Eigenschaften

- Molekülmasse: 436.75
- CAS-Nummer: 113892-08-3
- Qualitätskontrolle: NMR ¹H und HPLC-MS (≥ 95 %, D: ≥ 98 %)
- Lagerungsbedingungen: 24 Monate ab dem Wareneingang bei -20 °C an einem lichtgeschützten Ort. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Trocken lagern.
- Rechtliche Hinweise: Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen.