

## Azide-PEG3-OH

<http://de.lumiprobe.com/p/azide-peg3-oh>

Heterobifunctional cross-linker molecule with a primary alcohol functional group, azide group, and a PEG3 hydrophilic linker.



### Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform:

Molekülmasse: 175.19

CAS-Nummer: 86520-52-7

Molekülformel:  $C_6H_{13}N_3O_3$

IUPAC-Name: 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]-ethanol

Löslichkeit:

Qualitätskontrolle: NMR  $^1H$ , GC-MS (95%)

Lagerungsbedingungen: Lagerung: 24 Monate nach Wareneingang bei  $-20\text{ }^\circ\text{C}$  im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Trocken lagern.