


BDP 493/503 lipid stain

<http://de.lumiprobe.com/p/bodipy-493-503-lipid-stain>

BDP 493/503 is a staining dye for lipids that is useful for microscopy, staining and tracing of hydrophobic media.



Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform:

Molekülmasse: 262.11

CAS-Nummer: 121207-31-6

Molekülformel: $C_{14}H_{17}N_2BF_2$

IUPAC-Name: [2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N2]difluoroboron

Löslichkeit:

Qualitätskontrolle: NMR 1H , HPLC-MS (95%)

Lagerungsbedingungen: Lagerung: 24 Monate nach Wareneingang bei $-20\text{ }^\circ\text{C}$ im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden.