


Phosphatphosphoramidit

<http://de.lumiprobe.com/p/chemical-phosphorylation-reagent-iii>

Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt und durch [Chemisches Phosphorylierungsreagenz für die Oligonukleotidsynthese](#) ersetzt. Restbestände können noch geliefert werden soweit verfügbar.

Reagenz für die Synthese von Oligonukleotiden mit 5'-terminaler Phosphatgruppe

Die Handhabung wird dadurch erleichtert, dass es sich bei der Substanz um einen Feststoff handelt.



Struktur des Amidits für chemische Phosphorylierung

Allgemeine Eigenschaften

CAS-Nummer: 202284-84-2

Kopplungsbedingungen: 6 min Kopplung, 45 s Oxidation

Abspaltungsbedingungen: Ammoniak, 2 Stunden bei Raumtemperatur

Schutzgruppen entfernen: identisch zu geschützten Nukleinbasen