

QuReader® 1 Green

<http://de.lumiprobe.com/p/fluorometer-qureader-1-well-green>

The QuReader® 1 Green fluorometer contains one fluorescence channel and enables dsDNA, ssDNA, RNA, and protein quantitation using fluorescence measuring in green channel. Total compatibility with the QuDye® assays ensure highly sensitive determination of nucleic acids and protein concentrations in the lower pg/uL range.

Allgemeine Eigenschaften

Rechtliche Hinweise: Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen.