


TODi-3, fernrot fluoreszierender Nukleinsäurefarbstoff


<http://de.lumiprobe.com/p/todi-3-nucleic-acid-stain-toto-3>

TODi-3 (Thiazolrot-Homodimer, auch bekannt als TOTO[®]-3) ist ein fernrot fluoreszierender Carbocyanin-Dimerfarbstoff. TODi-3 ist ein nicht zellgängiger Nukleinsäurefarbstoff, der in Abwesenheit von Nukleinsäuren nicht fluoreszierend ist, aber eine mehrfache Fluoreszenzsteigerung zeigt, wenn er an dsDNA bindet.

Das intensive Fluoreszenzsignal und der geringe Hintergrund machen TODi-3 ideal für die Färbung von Nukleinsäuren auf Mikroarrays sowie für die Kontrastierung von Kernen und Chromosomen in Mehrfarben-Fluoreszenzmarkierungsexperimenten. TODi-3 ist nicht zytotoxisch und kann für die Langzeitüberwachung der Zellviabilität sowie für die Detektion abgestorbener Zellen in der Kultur verwendet werden. Die langwelligen Eigenschaften des Fluoreszenzsignals von TO-TAP-3 sind gut von grünen und roten Fluorophoren getrennt, was ihn ideal für Mehrfarben-Fluoreszenzmarkierungsexperimente macht.



Struktur von TODi-3



Absorptions- und Emissionsspektren von TODi-3 (DNA-Farbstoff-Komplex)

Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform:	blaue Lösung
Molekülmasse:	1354.87
CAS-Nummer:	166196-17-4
Molekülformel:	C ₅₃ H ₆₂ I ₄ N ₆ S ₂
IUPAC-Name:	Quinolinium, 1,1'-[1,3-propanediylbis[(dimethyliminio)-3,1-propanediyl]]bis[4-[3-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1-propenyl]-], tetraiodide
Qualitätskontrolle:	NMR ¹ H und HPLC-MS (≥95 %)
Lagerungsbedingungen:	24 Monate ab dem Wareneingang bei -20 °C an einem lichtgeschützten Ort. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Trocken lagern.
Rechtliche Hinweise:	Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen.

Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm:	644
Emissionsmaximum / nm:	662

TOTO[®] ist das Warenzeichen von Invitrogen.